



Operativa di Unità Operativa	<b>IU 301565 70</b>  Rev. 3 del 3/05/2018 Pagina 1 di 26
<b>DAI di PATOLOGIA e DIAGNOSTICA</b> <b>UOC di MICROBIOLOGIA e VIROLOGIA</b>	
<b>ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA E INVIO DI CAMPIONI PER</b> <b>INDAGINI MICROBIOLOGICHE</b>	

ITER EMISSIONE	E. O.	RUOLO	NOME COGNOME	FIRMA
<b>REDAZIONE*</b>	UOC Microbiologia e Virologia	Coordinatore	Laura Poletto	
<b>VERIFICA*</b>	UOC Microbiologia e Virologia	Referente Qualità	Manuela Pegoraro	
<b>APPROVAZIONE*</b>	UOC Microbiologia e Virologia	Direttore	Giuseppe Cornaglia	
DATI GESTIONE DOCUMENTO				
<b>NOME FILE</b>	IU 301565 70			
<b>DATA PRIMA APPLICAZIONE</b>	10/12/2015			
<b>DISTRIBUZIONE</b>	Controllata <input type="checkbox"/> Non Controllata <input type="checkbox"/> Informatica X			


La presente Istruzione di Unità Operativa fornisce le indicazioni relative alla raccolta e all'invio di materiali per esami microbiologici. Per ogni materiale sono indicate: quantità minima necessaria, contenitore idoneo, analisi richiedibili in Order Entry e modalità di conservazione. Per ogni area diagnostica vengono riportati nome e contatto telefonico del/dei dirigenti responsabili.

## **INDICE**

LIQUOR	pag. 3
CAMPIONI DA ALTE VIE RESPIRATORIE	pag. 6
CAMPIONI DA BASSE VIE RESPIRATORIE	pag. 7
SANGUE	pag. 11
URINA	pag. 17
CAMPIONI DA APPARATO GENITALE	pag. 19
FECI	pag. 21
CAMPIONI DA CUTE E ANNESSI	pag. 23
LIQUIDI VARI E MATERIALI PURULENTI	pag. 25
DRENAGGI E CATETERI VASCOLARI	pag. 26

## LIQUOR

### A. Esame batteriologico (refertazione: microscopia entro 24 ore; coltura 2 gg lavorativi )

Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
<p>Provetta sterile trasparente</p> 	<p>Liquor per sospetta meningite 2ml</p> <p>Liquor da derivazione 1ml</p>	<p>Richiesta informatica (Order Entry):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liquor coltura</li> <li>- liquor da derivazione;</li> </ul> <p><b>In urgenza: richiesta cartacea</b></p>	<p><b>BT</b>  <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 17.00; oltre le 17.00 contattare il microbiologo reperibile attraverso il centralino  <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 12.00. Dalle 12.00 alle 13.00 contattare il 2507.            Oltre le 13.00 contattare il microbiologo reperibile tramite centralino</p> <p><b>BR</b>            L'indagine microbiologica del liquor viene eseguita <b>solo</b> presso la sede di Borgo Trento: contattare il 2507 o il 2461.            Oltre le 17.00 contattare il microbiologo reperibile attraverso il centralino.  <b>Sabato:</b> contattare il 2507 o il 2461 dalle 7.00 alle 13.00. Dalle 13.00 contattare il microbiologo reperibile tramite centralino  <b>Domenica e festivi infrasettimanali</b> contattare il microbiologo reperibile tramite centralino</p>	<p>invio immediato o conservazione a temperatura ambiente</p>	<p><b>BT</b>            Dr.ssa Maccacaro <b>Tel 2507</b></p> <p>Dirigente di turno  <b>Tel. 2507 / 2461</b></p> <p>Dirigente reperibile  <b>(contattare centralino)</b></p>


**B. Ricerca Micobatteri** (refertazione: microscopia entro 24 ore; coltura 42 gg lavorativi)

Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
Provetta sterile trasparente 	1ml	Richiesta informatica (Order Entry): - coltura Micobatteri (specificare il materiale)	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 17.00 <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle ore 11.00. <p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00 <p style="text-align: center; color: red;">Non è prevista l'esecuzione in urgenza</p>	invio a temperatura ambiente	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> Dott. F. Favari <b>Tel. 3312</b> Dirigente di turno <b>Tel. 2507 / 2461</b>

**C. Esame micologico (antigene aspergillo-galattomannano; antigene cryptococco)** refertazione: 1-3 gg lavorativi

Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/invio	Contatti Laboratorio
Provetta sterile trasparente 	1 ml per la <b>sola</b> ricerca di antigene cryptococco bastano 0.2 ml	Richiesta informatica (Order Entry): - Ricerca Ag cryptococco liquor (in urgenza: richiesta cartacea) - Ag Aspergillus-Galattomannano	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 17.00 <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00 <p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00	invio immediato o congelamento (- 20 °C)	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> Dr,ssa Lo Cascio <b>Tel 2875</b>


**D. Ricerche molecolari (HSV1-DNA e HSV2-DNA, CMV-DNA, VZV-DNA, EBV-DNA, HHV6\_DNA, HHV8-DNA, JCV DNA, BKV DNA, Toscana virus-RNA, Enterovirus-RNA; Mycobacterium tuberculosis-DNA; Borrelia-DNA; Toxoplasma-DNA; ricerca dell'RNA del virus Morbillo Parotite e Rosolia) refertazione: 4 gg lavorativi**

Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
Provetta sterile trasparente  	almeno  1 ml	Richiesta informatica (Order Entry):  - ricerca HSV1-DNA su liquor - ricerca HSV2-DNA su liquor - ricerca CMV-DNA su liquor - ricerca VZV-DNA su liquor - ricerca EBV-DNA su liquor - ricerca BK virus-DNA su liquor - ricerca JCV-DNA su liquor - ricerca <i>Toxoplasma</i> -DNA su liquor - ricerca <i>Mycobacterium tuberculosis</i> -DNA su liquor - Enterovirus RNA su liquor - ricerca HHV6-DNA su liquor - ricerca HHV8-DNA su liquor - ricerca Adenovirus DNA - ricerca Toscana virus-RNA su liquor - Morbillo-RNA (specificare il materiale) - Parotite-RNA (specificare il materiale) - Rosolia-RNA (specificare il materiale) - Borrelia-DNA su liquor	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> feriali: dalle 7.00 alle 17.00 Sabato: dalle 7.00 alle 11.00  <p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> feriali dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00 Sabato dalle 8.00 alle 11.00  Non è prevista l'esecuzione in urgenza	invio immediato o congelamento (-20 °C)	<p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> Dott.ssa Marzia Boaretti  Tel 4639/4685

## ALTE VIE RESPIRATORIE

A. Esame batteriologico (tampone naso; tampone faringeo; tampone orecchio) - refertazione in 5 gg lavorativi

B. Ricerca Candida spp su tampone linguale – refertazione: 5 gg lavorativi

Contenitore	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
 <b>tappo rosa</b>	Richiesta informatica (Order Entry):  - Tampone naso - Tampone faringeo - Candida coltura - Tampone orecchio	<b>BT</b> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 15.00 <b>Sabato:</b> dalle 7.00 fino alle 11.00.  <b>BR</b> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00	invio immediato o conservazione in frigorifero (non oltre 24 h)	<b>BT</b>  Dr. Favari <b>Tel. 2912</b>

## ASPIRATO NASOFARINGEO

A. Ricerca molecolare di virus respiratori (virus influenza A/B, virus parainfluenzale 1,2,3 e 4, Adenovirus, RSV A e B, Rhinovirus, Coronavirus, Metapneumovirus, Enterovirus, Bocavirus) **1 campione** – refertazione: 4 gg lavorativi


Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
 <b>tappo rosa</b>	Almeno 1 ml  (NON USARE IL TAMPONE PER IL PRELIEVO)	Richiesta informatica (Order Entry):  - Ricerca virus respiratori in biologia molecolare	<b>BT</b> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 11.00. Solo urgenze fino alle 17.00 <b>Sabato</b> dalle 7.00 alle 11.00.  <b>BR</b> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00.	invio immediato o conservazione in frigorifero (non oltre 24 h) o congelamento (-20 °C) oltre le 24h	<b>BR</b>  Prof. Davide Gibellini  <b>Tel 4837/4685</b>

## BASSE VIE RESPIRATORIE ESPETTORATO

**A. Esame batteriologico 1 campione** (refertazione: 5 gg lavorativi)

**B. Ricerca micobatteri 1 campione** (refertazione: microscopia entro 24 ore; coltura 42 gg lavorativi)

**C. Esame micologico (miceti/dimorfi) 1 campione** (refertazione: 20 gg lavorativi)

Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
	Fino a 3 ml	Richiesta informatica (Order Entry): - Espettorato - Coltura micobatteri (BK) - Colt. Asperg / Miceti / Dimorfici	<b>BT</b> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 15.00 <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00.  <b>BR</b> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00.	invio immediato o conservazione in frigorifero (non oltre le 24 ore)	<b>BT</b>  Dr. Favari <b>Tel. 2912</b>    Dr.ssa Lo Cascio <b>Tel 2875</b>

**D. Ricerca molecolare di CMV -DNA e/o Mycobacterium tuberculosis-DNA** – refertazione: 4gg lavorativi

Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione//Invio	Contatti Laboratorio
	Almeno 1 ml	Richiesta informatica (Order Entry) - Mycobacterium tuberculosis-DNA (specificare il materiale) - CMV-DNA altri materiali (specificare il materiale)	<b>BT</b> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 11.00, Solo urgenze fino alle 17.00 <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00.  <b>BR</b> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00, e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00	invio immediato o conservazione in frigorifero (non oltre 24 h) o congelamento (-20 °C) oltre le 24h	<b>BR</b>  Dott.ssa Marzia Boaretti  <b>Tel 4639/4685</b>

## BRONCOASPIRATO (BASP)

- A. Esame batteriologico **1 campione** (refertazione: 5 gg lavorativi)  
 B. Ricerca micobatteri **1 campione** (refertazione: microscopia entro 24 ore; coltura 42 gg lavorativi)  
 C. Esame micologico (miceti/dimorfi) **1 campione** (refertazione: 20 gg lavorativi)  
 D. Ricerca antigene aspergillo (galattomannano) **1 campione** (refertazione: 3 gg lavorativi)  
 E. Ricerca *Legionella* spp **1 campione** (refertazione: 8 gg lavorativi)


Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/ Invio	Contatti Laboratorio
	Almeno 1 ml	Richiesta informatica (Order Entry): - Broncoaspirato - Coltura micobatteri (BK) - Colt. Asperg / Miceti / Dimorfici - Ag Aspergillus-Galattomannano - Coltura Legionella spp.	<b>BT</b> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 15.00 <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00.  <b>BR:</b> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle ore 11.00, e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00	invio immediato o conservazione in frigorifero (non oltre 24 h)	<b>BT</b>  Dr. F.Favari <b>Tel. 2912</b>  Dr.ssa G.Lo Cascio <b>Tel 2875</b>

## F. Ricerca molecolare di Mycobacterium tuberculosis-DNA; CMV-DNA – refertazione: 4 gg lavorativi


Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
	Almeno 1 ml	Richiesta informatica (Order Entry): - Mycobacterium tuberculosis-DNA (specificare il materiale) - CMV-DNA altri materiali (specificare il materiale)	<b>BT</b> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 11.00, Solo urgenze fino alle 17.00 <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00.  <b>BR</b> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle ore 11.00, e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00	invio immediato o conservazione in frigorifero (non oltre 24 ore) o congelamento (-20 °C) oltre le 24 ore	<b>BR</b>  Dott.ssa Marzia Boaretti  <b>Tel 4639/4685</b>

## LAVAGGIO BRONCO - ALVEOLARE (BAL)

- A. Esame batteriologico **1 campione** (refertazione: 5 gg lavorativi)
- B. Ricerca micobatteri **1 campione** (refertazione: microscopia entro 24 ore; coltura 42 gg lavorativi)
- C. Esame micologico miceti/Dimorfici **1 campione** (refertazione: 20 gg lavorativi)
- D. Ricerca antigene aspergillo (galattomannano) **1 campione** (refertazione: 3 gg lavorativi)
- E. Ricerca *Legionella* spp **1 campione** (refertazione: 8 gg lavorativi)

Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
	Fino a 3 ml	Richiesta informatica (Order Entry): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Broncolavaggio</li> <li>- Coltura micobatteri (BK)</li> <li>- Colt. Asperg/Miceti/Dimorfici</li> <li>- Ag Aspergillus-Galattomannano</li> <li>- Coltura Legionella spp.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 15.00 <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00. <p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00, e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00	invio immediato o conservazione in frigorifero ( non oltre 24 h)	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> <p style="text-align: center;">Dr.F. Favari <b>Tel. 2912</b></p> <p style="text-align: center;">Dr.ssa G.Lo Cascio <b>Tel 2875</b></p>

## F. Ricerca molecolare di Mycobacterium tuberculosis-DNA; CMV-DNA – refertazione: 4 gg lavorativi



Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
	Almeno 1 ml	Richiesta informatica (Order Entry): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mycobacterium tuberculosis-DNA (specificare il materiale)</li> <li>- CMV-DNA altri materiali (specificare il materiale)</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 11.00, Solo urgenze fino alle 17.00 <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00. <p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00	invio immediato o conservazione in frigorifero (non oltre 24 h) o congelamento (-20 °C) oltre le 24h	<p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> <p style="text-align: center;">Dott.ssa M. Boaretti <b>Tel 4639/4685</b></p>

**G. Ricerca molecolare di virus respiratori (virus influenza A/B, virus parainfluenzale 1,2,3 e 4, Adenovirus, RSV A e B, Rhinovirus, Coronavirus, Metapneumovirus, Enterovirus, Bocavirus) 1 campione – refertazione: 4 gg lavorativi**

Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
	<p>Almeno 1 ml  (NON USARE IL TAMPONE)</p>	<p>Richiesta informatica (Order Entry):  - Ricerca virus respiratori in biologia molecolare</p>	<p><b>BT</b> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 11.00. Solo urgenze fino alle 17.00 <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00.</p> <p><b>BR</b> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00</p>	<p>invio immediato o conservazione in frigorifero (non oltre 24 h) o congelamento (-20 °C) oltre le 24h</p>	<p><b>BR</b>  Prof. Davide Gibellini  <b>Tel 4837/4685</b></p>

## SANGUE

**A. Esame batteriologico (Emocolture) – refertazione:** microscopia nel giorno di positivizzazione; coltura 5 gg lavorativi

Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/ Invio	Contatti Laboratorio
	adulti: 10 ml per provetta	Richiesta informatica (Order Entry): - emocoltura aerobia - emocoltura anaerobia - emocoltura pediatrica	<b>BT:</b> <b>feriali:</b> dalle 7.00 fino alle 17.00, <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 12.00 <b>Domenica:</b> dalle 7.00 alle 11.00	invio immediato o conservazione a temperatura ambiente (non oltre 24 h)	<b>BT</b> Dr.ssa Maccacaro <b>Tel 2507</b>
	bambini: da 1 a 5 ml	nei giorni di Sabato, Domenica e nei festivi infrasettimanali, la richiesta <b>DEVE</b> essere fatta per il giorno stesso. <b>NON PRENOTARE</b> per il successivo giorno lavorativo	<b>BR</b> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00		Dirigente di turno <b>Tel 2507/2461</b>

**B. Ricerca micobatteri** (refertazione: microscopia il giorno di positivizzazione; coltura 42 gg lavorativi)

Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione /Invio	Contatti Laboratorio
	5 ml	Richiesta informatica (Order Entry):  -Coltura micobatteri (BK) (specificare il materiale)	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 15.00, <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00  <p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00	invio immediato o conservazione a temperatura ambiente (non oltre 24 h)	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> Dr. F.Favari <b>Tel. 3312</b>

**C. Ricerche micologiche (antigene aspergillo- galattomannano, B-D glucano e antigene criptococco )**; refertazione: 3 gg lavorativi

Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
provetta tappo rosso con gel sul fondo  	5 ml	Richiesta informatica (Order Entry)  - Ag Aspergillus- Galattomannano  - Ricerca (1-3) -Beta-D- glucano  - Ricerca Ag cryptococco	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 15.00, <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00.  <p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00	invio immediato o conservazione in frigorifero (non oltre 24 h)	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> Dr.ssa G.Lo Cascio <b>Tel. 2875</b>


#### D. Ricerche sierologiche (refertazione: 3 -10 gg lavorativi)

Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/invio	Contatti Laboratorio
provetta tappo rosso con gel sul fondo 	5 ml	Richiesta informatica (Order Entry)	<p><b>BT</b>  <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 15.00  <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00</p> <p>per eventuali urgenze contattare il microbiologo di turno</p> <p><b>BR</b>  <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00  <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00</p>	invio immediato o conservazione in frigorifero (non oltre 24 h)	<p><b>BT</b>                      Dr.ssa A. Zorzi  <b>Tel 2394</b></p> <p>Dr.ssa M. Pegoraro  <b>Tel 2947</b></p> <p>Dirigente di turno  <b>Tel 2507/2461</b></p>


#### E. Test QUANTIFERON refertazione: 4 gg lavorativi

Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/invio	Contatti Laboratorio
4 provette: tappo grigio; tappo verde; tappo giallo tappo lilla 	1 ml per ciascuna provetta	Richiesta informatica (Order Entry): Quantiferon plus	<p><b>Dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 12.00</b>  <b>(i campioni non possono essere accettati oltre le 12.00)</b></p> <p><b>NON eseguire nei giorni PREFESTIVI e FESTIVI</b></p>	Invio immediato <b>(NO conservazione)</b>	<p><b>BT</b>                      Dott.ssa G. Lo Cascio  <b>Tel 2875</b></p>


## F. Emoscopia per malaria (refertazione entro 24 ore)

Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
provetta tappo viola 5 ml 	4-5 ml	Richiesta informatica (Order Entry): -emoscopia per malaria  urgenza in pronta disponibilità: richiesta cartacea	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 17.00; dopo le 17.00 contattare il microbiologo reperibile tramite centralino <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 12.00. Dalle 12.00 alle 13.00 contattare il 2507. Oltre le 13.00 contattare il microbiologo reperibile tramite centralino  <p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> L'emoscopia viene eseguita <b>solo</b> presso la sede di Borgo Trento: contattare il 2974 o il 2461. Oltre le 17.00 contattare il microbiologo reperibile attraverso il centralino. <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle ore 13.00 contattare il 2507 o il 2461. Dalle 13.00 contattare il microbiologo reperibile tramite centralino <b>Domenica e festivi</b> <b>infrasettimanali</b> contattare il microbiologo reperibile tramite centralino	invio immediato  (conservazione a temperatura ambiente il tempo necessario a organizzare il trasporto)	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> Dr.ssa A. Sorrentino <b>Tel. 2974</b>  Dirigente di turno <b>Tel 2507/2461</b>  Dirigente reperibile <b>(contattare centralino)</b>


**G. Ricerca molecolare di: HBV-DNA, HCV-RNA, HCV-RNA genotipizzazione, HDV-RNA, HIV1-RNA, HIV DNA su linfociti, CMV-DNA quantitativo (refertazione: 5 gg lavorativi)**

Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/invio	Contatti Laboratorio
Provetta tappo viola 6 ml  	Adulti: 6 ml  Bambini: 4 ml	Richiesta informatica (Order Entry): - HBV-DNA - HDV-RNA - HCV-RNA - Genotipo HCV - HIV RNA - HIV farmacoresistenze - CMV-DNA quantitativo su SANGUE - HIV DNA su linfociti	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 11.00, solo urgenze fino alle 17.00, <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00.  <p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00	invio immediato o conservazione in frigorifero (non oltre 24 h)	<p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> Dott.ssa C. Signoretto <b>Tel 4639/4685</b>

**H. HCV RNA genotipo – refertazione: 10 gg lavorativi**

Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/invio	Contatti Laboratorio
Provetta tappo viola 4 ml  	4 ml	Richiesta informatica (Order Entry):  Genotipo HCV	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 11.00 <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00.  <p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00	invio immediato o conservazione in frigorifero (non oltre 24 h)	<p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> Dott.ssa C. Signoretto <b>Tel 4639/4685</b>

**H. Ricerca molecolare di: HSV1 DNA, HSV2 DNA, VZV DNA, EBV DNA, Enterovirus RNA, BKV DNA, JCV DNA, Morbillo RNA, Rosolia RNA, Parvovirus B19 DNA, Parotite RNA, Toxoplasma DNA, Borrelia DNA, HHV6 DNA, HHV8 DNA, Adenovirus DNA - refertazione: 8 gg lavorativi**

Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio	
Provetta tappo viola 6 ml 	6 ml	Richiesta informatica (Order Entry): HSV1-DNA su sangue HSV2-DNA su sangue VZV-DNA su sangue EBV-DNA su sangue Enterovirus RNA su plasma BK virus - DNA su plasma JCV-DNA su plasma Morbillo RNA (specificare il materiale) Rosolia RNA (specificare il materiale) Parvovirus B19-DNA su sangue Parotite RNA (specificare il materiale) Toxoplasma DNA su sangue Borrelia DNA su sangue HHV6 DNA su plasma HHV8 DNA su plasma Adenovirus DNA su plasma	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> feriali: dalle 7.00 alle 11.00 solo urgenze fino alle 17.00 <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00.	<p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> feriali dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00	invio immediato o conservazione in frigorifero (non oltre 24 h)	<p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> Dott.ssa M. Boaretti Tel 4639/4685

## URINA


**A. Urocoltura** ( da urina da catetere vescicale, da sacchetto, da pielostomia) - refertazione: 4 gg lavorativi

**B. Ricerca parassiti** – refertazione: 2 gg lavorativi


**C. Ricerca antigene *Legionella pneumophila*** - refertazione: 1 gg lavorativo

Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
KIT raccolta 	Fino a 10 ml	Richiesta informatica (Order Entry): - Urocoltura - Urocoltura da stomia - Urocoltura da catetere - Urocoltura da sacchetto  - ricerca parassiti (materiali diversi da feci)  - Ricerca antigene urinario di <i>Legionella pneumophila</i>	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 11.00, solo urgenze fino alle 17.00, <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00  <p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00	invio immediato o conservazione in frigorifero per non più di 6h	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> Prof. M. del Mar Lleò <b>Tel 1135</b>  Dr.ssa A. Sorrentino <b>Tel 2974</b>  Dott.F. Favari <b>Tel. 2912</b>


**D. Ricerca micobatteri** – refertazione: 42 gg lavorativi

Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
KIT raccolta 	almeno 50 ml	Richiesta informatica (Order Entry): - Coltura micobatteri (specificare il materiale)	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 11.00 solo urgenze fino alle 17.00, <b>Sabato:</b> dalle 7.00 fino alle 11.00.  <p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00	invio immediato o conservazione in frigorifero (non oltre 24 h)	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> Dr. F. Favari <b>Tel. 3312</b>

**E. Ricerche molecolari per MTS (agenti sessualmente trasmessi): *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*, *Mycoplasma hominis*, *Mycoplasma genitalium*, *Ureaplasma urelyticum*, *Ureaplasma parvum* - refertazione: 4 gg lavorativi**



Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
KIT raccolta 	Fino a 10 ml	Richiesta informatica (Order Entry):  - ricerca patogeni genito-urinari su urina	<b>BT</b> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 11.00, <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00  <b>BR</b> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00	invio immediato o conservazione in frigorifero (non oltre 24 h)	<b>BR</b>  Prof. M. del Mar Lleò <b>Tel 4720/4837</b>

**F. Ricerca molecolare di: Rosolia RNA, CMV DNA, JCV DNA, BK virus DNA -refertazione: 6 gg lavorativi**


Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
KIT raccolta 	Fino a 10 ml	Richiesta informatica (Order Entry):  Rosolia RNA (specificare il materiale) CMV DNA su urina JCV DNA su urina BK virus DNA su urina	<b>BT</b> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 11.00, <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00  <b>BR</b> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00	invio immediato o conservazione in frigorifero (non oltre 24 h)	<b>BR</b>  Dott.ssa M. Boaretti <b>Tel 4639/4685</b>

## CAMPIONI APPARATO GENITALE



**A. Ricerche molecolari per MTS (agenti sessualmente trasmessi) su tampone cervicale/uretrale: *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*, *Mycoplasma hominis*, *Mycoplasma genitalium*, *Ureaplasma urelyticum*, *Ureaplasma parvum* - refertazione: 4 gg lavorativi**

Contenitore	Campione	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
 <p><b>tappo rosa</b></p>	Tampone cervicale	Richiesta informatica (Order Entry):  - ricerca patogeni genito-urinari su tampone cervicale	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 11.00 <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00  <p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00.	invio immediato o conservazione in frigorifero (non oltre 24 h)	<p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> Prof. M. del Mar Lleò <b>Tel 4720/4837</b>
Contenitore	Campione	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
 <p><b>tappo arancio</b></p>	Tampone uretrale	Richiesta informatica (Order Entry):  - ricerca patogeni genito-urinari su tampone uretrale	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 11.00 <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00  <p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00.	invio immediato o conservazione in frigorifero (non oltre 24 h)	<p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> Prof. M. del Mar Lleò <b>Tel 4720/4837</b>

- B. Esame batteriologico tampone vulvare – refertazione: 4 gg lavorativi**  
**C. Esame batteriologico tampone vaginale – refertazione: 5 gg lavorativi**  
**D. Esame batteriologico tampone balano-prepuziale – refertazione: 4 gg lavorativi**

Contenitore	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
 <b>tappo rosa</b>	Richiesta informatica (Order Entry): - Tampone vulvare; - Tampone vaginale; - Tampone balanoprepuziale	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 11.00 <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00  <p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00.	invio immediato o conservazione in frigorifero (non oltre 24 h)	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> Prof. M. del Mar Lleò <b>Tel 1135</b>

**E. Ricerca molecolare di: HSV 1 DNA, HSV 2 DNA – refertazione: 5 gg lavorativi**


Contenitore	Campione	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
 <b>tappo rosa</b>	Tampone vaginale	Richiesta informatica (Order Entry):  HSV1 DNA HSV 2 DNA	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 11.00 <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00  <p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00	invio immediato o conservazione in frigorifero (non oltre 24 h)	<p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> Dott.ssa M. Boaretti <b>Tel 4639/4685</b>
Contenitore	Campione	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
 <b>tappo arancio</b>	Tampone uretrale	Richiesta informatica (Order Entry):  Ricerca sequenze genomiche HSV1 DNA (specificare il materiale) Ricerca sequenze genomiche HSV1 DNA (specificare il materiale)	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 11.00 <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00  <p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00.	invio immediato o conservazione in frigorifero (non oltre 24 h)	<p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> Dott.ssa M. Boaretti <b>Tel 4639/4685</b>

## FECI

**A. Coprocoltura** (ric. *Salmonella* spp; *Shigella* spp; *Campylobacter* spp) - **1 campione** – refertazione: 4 gg lavorativi


**B. Ricerca mirata *Clostridium difficile*** - **1 campione** - refertazione: tossine A/B entro 24 ore; coltura 2 gg lavorativi

**C. Ricerca di antigeni virali (*Rotavirus, Adenovirus, Norovirus*)** - **1 campione** – refertazione: 1 gg lavorativo


Contenitore	Campione	Richiesta	Orario	Conservazione / Invio	Contatti Laboratorio
 tappo verde	<b>SOLO FECI NON FORMATE</b>	Richiesta informatica (Order Entry): - copro coltura - ricerca <i>Clostridium difficile</i> ; - ricerca antigene Rota/Adenovirus; - ricerca antigene Norovirus	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 11.00, solo urgenze fino alle 17.00 <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00.  <p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00	invio immediato o conservazione in frigorifero (non oltre 24 h)	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> Dr.ssa A. Sorrentino <b>Tel. 2974</b>

**D. Ricerca mirata di *Salmonella* spp** - **1 campione** - refertazione in 3 gg lavorativi

**E. Ricerca mirata di *Yersinia enterocolitica*** - **1 campione** - refertazione in 4 gg lavorativi

Contenitore	Campione	Richiesta	Orario	Conservazione / Invio	Contatti Laboratorio
 tappo verde	<b>FECI LIQUIDE</b>  <b>FECI FORMATE</b>	Richiesta informatica (Order Entry): - ric. <i>Yersinia enterocolitica</i> ; - ric. <i>Salmonella</i> (controllo);	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 11.00, <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00.  <p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00.	invio immediato o conservazione in frigorifero (non oltre 24 h)	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> Dr.ssa A. Sorrentino <b>Tel. 2974</b>

**F. Ricerca antigene *Helicobacter pylori* – refertazione: 15 gg lavorativi**

Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
	quantità pari ad un pisello	Richiesta informatica (Order Entry):  - ric. antigene <i>Helicobacter pylori</i> su feci	<b>BT</b> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 11.00, <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00.  <b>BR</b> <b>feriali:</b> dalle 8.00 alle 11.00, e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00.	invio immediato o conservazione in frigorifero (non oltre le 24 ore) o congelare (-20°C) oltre 24 ore	<b>BT</b>  Dr.ssa A. Sorrentino <b>Tel. 2974</b>

**G. ESAME COPROPARASSITOLOGICO (ricerca parassiti) 3 campioni raccolti e inviati a giorni alterni – refertazione 3 gg lavorativi**


**H. Ricerca mirata di *Strongyloides stercoralis* 3 campioni raccolti e inviati a giorni alterni – refertazione: 5 gg lavorativi**

Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
	<b>fecce liquide:</b> 5-10 ml  <b>fecce solide:</b> quantità pari ad una noce	Richiesta informatica (Order Entry) + <b>MU 07</b>  - ricerca parassiti nelle feci	<b>BT</b> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 11.00. <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00.  <b>BR</b> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle ore 11.00, e dalle 13.00 alle 14.00. <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00.	invio immediato o conservazione in frigorifero (non oltre 24 h)	<b>BT</b>  Dr. Sorrentino <b>Tel. 2974</b>


## CUTE E ANNESSI

**A. Esame batteriologico (tampone cutaneo, tampone ferita chirurgica, tampone ulcera, tampone zona ustione, tampone congiuntivale tampone inserzione catetere) refertazione: 6 gg lavorativi**

**B. Ricerca MDR (tampone faringeo e/o tampone rettale) refertazione: 4 gg lavorativi**

Contenitore	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
 <p><b>tappo rosa</b></p>	<p>Richiesta informatica (Order Entry):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tampone cute integra;</li> <li>- Tampone ferita chirurgica;</li> <li>- Tampone da ulcera;</li> <li>- Tampone congiuntivale;</li> <li>- Tampone inserzione catetere</li> </ul> <p>- ricerca batteri MDR su tampone faringeo - ricerca batteri MDR su tampone rettale - tampone zona ustione</p>	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> <p><b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 11.00. <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00.</p> <p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> <p><b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00, e dalle 13.00 alle 14.00. <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00</p>	<p style="text-align: center;">invio immediato</p> <p style="text-align: center;">o</p> <p style="text-align: center;">conservazione a temperatura ambiente (non oltre le 24 ore)</p>	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> <p style="text-align: center;">Prof.ssa A. Mazzariol <b>Tel 2818</b></p> <p style="text-align: center;">D.ssa L. Maccacaro Dr.ssa A. Sorrentino <b>Tel 3302</b></p>

**C. Ricerca molecolare di: HSV 1 DNA, HSV 2 DNA, VZV DNA – refertazione: 5 gg lavorativi**


Contenitore	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
 <p><b>tappo rosa</b></p>	<p>Richiesta informatica (Order Entry):</p> <p>Ricerca sequenze genomiche HSV1 DNA (specificare il materiale)</p> <p>Ricerca sequenze genomiche HSV1 DNA (specificare il materiale)</p>	<p><b>BT</b></p> <p><b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 11.00. <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00.</p> <p><b>BR</b></p> <p><b>feriali:</b> dalle 8.00 alle 11.00, e dalle 13.00 alle 14.00. <b>Sabato:</b> dalle 8.00 alle 11.00</p>	<p>Invio immediato o</p> <p>conservazione in frigorifero (non oltre 24 h)</p>	<p><b>BR</b></p> <p>Dott.ssa M. Boaretti <b>Tel 4639/4685</b></p>

## LIQUIDO PLEURICO, PERITONEALE, PERICARDICO, BIOPSIE E MATERIALI PURULENTI

**A. Esame batteriologico** – refertazione: 6 gg lavorativi


**B. Ricerca micobatteri** – refertazione: microscopia 1 gg lavorativo; coltura 42 gg lavorativi

**C. Esame micologico (miceti/dimorfi) 1 campione** – refertazione: 20 gg lavorativi

Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
	5-10 ml	Richiesta informatica (Order Entry): - liquido pleurico - liquido peritoneale - liquido pericardico - biopsia - raccolta purulenta  - coltura Micobatteri (specificare il materiale) - Coltura Aspergillus miceti dimorfici (specificare il materiale)	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 11.00, solo urgenze fino alle 17.00. <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00.  <p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00. <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00	invio immediato o conservazione a temperatura ambiente (non oltre 24 h)	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> Prof.ssa A.Mazzariol <b>Tel 2818</b>  Dr. F. Favari <b>Tel. 3312</b>  Dr.ssa G.Lo Cascio <b>Tel 2875</b>


## LIQUIDO AMNIOTICO

Ricerca molecolare di: **CMV DNA; Parvovirus B 19 DNA; Rosolia RNA; Toxoplasma gondii DNA** – refertazione: 6 gg lavorativi

Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
	5-10 ml	Richiesta informatica (Order Entry): CMV DNA altri materiali Toxoplasma DNA (specificare il materiale) Parvovirus B19 DNA (specificare il materiale) Rosolia RNA (specificare il materiale)	<p style="text-align: center;"><b>BT</b></p> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 11.00, solo urgenze fino alle 17.00. <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00.  <p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00. <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00	invio immediato o conservazione in frigorifero (fino 4 ore)  congelamento (-20°C) oltre le 4 ore	<p style="text-align: center;"><b>BR</b></p> Dott.ssa M. Boaretti <b>Tel 4639/4685</b>


## COLTURE DA DRENAGGI (DA EFFETTUARSI SOLO AL POSIZIONAMENTO DEL DRENAGGIO)

### A. Esame batteriologico - refertazione: 6 gg lavorativi

Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione	Contatti Laboratorio
	5-10 ml	Richiesta informatica (Order Entry):  - liquido drenaggio  Il catetere di drenaggio NON è un campione idoneo	<b>BT</b> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 15.00 <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00  <b>BR</b> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00	Invio immediato o conservazione a temperatura ambiente (non oltre 24 h)	<b>BT</b>  Prof.ssa A.Mazzariol <b>Tel 2818</b>

## CATETERE VASCOLARE, VALVOLA CARDIACA

### A. Esame batteriologico – refertazione: 5 gg lavorativi

Contenitore	Quantità	Richiesta	Orario	Conservazione/Invio	Contatti Laboratorio
	gli ultimi 5 cm del catetere vascolare;  valvola cardiaca o suo frammento	Richiesta informatica (Order Entry):  - catetere vascolare - valvola cardiaca	<b>BT</b> <b>feriali:</b> dalle 7.00 alle 15.00 Solo urgenze fino alle 17.00 <b>Sabato:</b> dalle 7.00 alle 11.00  <b>BR</b> <b>feriali</b> dalle 8.00 alle 1.00 e dalle 13.00 alle 14.00 <b>Sabato</b> dalle 8.00 alle 11.00	Invio immediato o conservazione in frigorifero (non oltre 24 h)	<b>BT</b>  Dr.ssa L. Maccacaro <b>Tel 2507</b>