



| | |
|--|---|
| Istruzione Operativa di Unità Operativa | IU 301565 57 Rev. 0 del 21/02/2017 Pagina 1 di 1 |
| DAI di PATOLOGIA e DIAGNOSTICA UOC di MICROBIOLOGIA e VIROLOGIA | |
| ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DI CAMPIONI DI FECI PER COPROCOLTURA | |

| ITER EMISSIONE | E. O. | RUOLO | NOME COGNOME | FIRMA |
|-------------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------------|
| REDAZIONE* | U.O.C. Microbiologia e Virologia | Referente Qualità | Manuelal Pegoraro | <i>Manuela Pegoraro</i> |
| VERIFICA* | U.O.C. Microbiologia e Virologia | Dirigente Medico | Giuliana Lo Cascio | <i>Giuliana Lo Cascio</i> |
| APPROVAZIONE* | U.O.C. Microbiologia e Virologia | Direttore | Giuseppe Cornaglia | <i>Giuseppe Cornaglia</i> |
| DATI GESTIONE DOCUMENTO | | | | |
| NOME FILE | IU 301565 57 | | | |
| DATA PRIMA APPLICAZIONE | 21/02/2017 | | | |
| DISTRIBUZIONE | Controllata <input checked="" type="checkbox"/> Non Controllata <input type="checkbox"/> | | | |

Per **coprocoltura** si intende la ricerca, nelle feci, di batteri responsabili di enterite. L'esame standard prevede la ricerca di *Salmonella* spp, *Campylobacter* spp e *Shigella* spp. Eventuali altre ricerche vanno richieste in modo mirato.

L'esame va eseguito su 1 campione di feci, prelevato all'inizio della sintomatologia (le feci formate non sono idonee) seguendo le indicazioni di seguito riportate:

- raccogliere le feci al momento dell'evacuazione, avendo cura di non contaminarle con con urina acqua del water;
- raccogliere 5–10 ml di materiale (tre cucchiariate), compreso sangue e/o muco, se presenti;
- trasferire il campione in barattolino sterile etichettato con nome, cognome, data di nascita e data della raccolta.
- consegnare il campione quanto prima al Centro Prelievi – sede Borgo Trento (lunedì – venerdì dalle 7.30 alle 10.00) oppure presso l'Ambulatorio dell'U.O.C. di Analisi Chimico Cliniche – Sede Borgo Roma (lunedì – venerdì dalle 7.30 alle 10.00). Nell'impossibilità di una rapida consegna, conservare il campione in frigorifero per 12 ore al massimo.