



Modulo di Unità Operativa	MU/ALL 304501 07 Rev. 3 del 01/08/2026 Pagina 2 di 3
DAI Patologia e Diagnostica UOC di Immunologia	
Allergeni interi e molecolari per il dosaggio delle IgE specifiche	

	SPEZIE – 10 allergeni		FRUTTA A GUSCIO – 10 allergeni		FRUTTA FRESCA – 14 allergeni
f10	Semi di sesamo	f13	Arachide	f33	Arancia
f89	Senape	f17	Nocciola	f44	Fragola
f218	Paprika (peperone)	f20	Mandorla	f49	Mela
f266	Noce moscata	f256	Noce	f84	Kiwi
f279	Pepe di cayenna	f18	Noce brasiliana	f87	Melone
f263	Pepe verde	f201	Noce americana (Pecan)	f92	Banana
f280	Pepe nero	f202	Anacardio	f94	Pera
f268	Chiodi di garofano	f253	Pinolo	f95	Pesca
f270	Zenzero	f203	Pistacchio	f208	Limone
f265	Cumino	f10	Semi di sesamo	f237	Albicocca
				f242	Ciliegia
	AROMI – 9 allergeni		VERDURE – 21 allergeni	f255	Prugna
f47	Aglio	f12	Pisello	f259	Uva
f48	Cipolla	f25	Pomodoro	f329	Anguria
f86	Prezzemolo	f31	Carota		
f273	Timo	f35	Patata		LATTICE – FRUTTA – 9 allergeni
f277	Aneto	f47	Aglio	k82	Lattice
f278	Alloro	f48	Cipolla	f84	Kiwi
f283	Origano	f85	Sedano	f91	Mango
f317	Coriandolo	f212	Funghi	f92	Banana
f332	Menta	f214	Spinaci	f96	Avocado
		f215	Lattuga	f210	Ananas
	SEMI – 8 allergeni	f216	Cavolo	f293	Papaya
f10	Semi di sesamo	f217	Cavolini di Bruxelles	f294	Frutto della passione
f14	Semi di soia	f291	Cavolfiore	f299	Castagna
f224	Semi di papavero	f225	Zucca		
f226	Semi di zucca	f244	Cetriolo		CARNI – 9 allergeni
f316	Semi di colza	f260	Broccolo	f26	Carne di maiale
f333	Semi di lino	f261	Asparagi	f27	Carne di bue
f335	Semi di lupino	f262	Melanzana	f83	Carne di pollo
k84	Semi di girasole	f315	Fagiolini verdi	f88	Carne di montone
		f319	Barbabietola rossa	f213	Carne di coniglio
	FARINE – 14 allergeni	f342	Oliva	f284	Carne di tacchino
f4	Grano			o215	Alfa 1,3-galattosio
f5	Segale			c74	Gelatina (bovina)
f6	Orzo		LEGUMI – 6 allergeni	e204	nBos d 6 albumina sierica bovina
f7	Avena	f12	Piselli		
f8	Mais	f13	Arachide		VELENI DI IMENOTTERI – 5 allergeni
f9	Riso integrale	f14	Semi di soia	i1	Apis mellifera
f11	Grano saraceno	f15	Fagiolo bianco	i3	Vespula spp.
f45	Lievito	f235	Lenticchia	i75	Vespa crabro
f124	Farro	f309	Ceci	i77	Polistes dominulus
f347	Quinoa			o214	CCD (MUXF3)
f10	Semi di sesamo				(reflex se veleni > 0,10 KU/I)
f14	Semi di soia		CEREALI – 8 allergeni		
f335	Semi di lupino	f4	Grano		FARMACI betalattamici – 5 allergeni
k84	Semi di girasole	f5	Segale	c1	Penicilloyl G
		f6	Orzo	c2	Penicilloyl V
	ALLERGENI PER PANIFICATORI – 12 allergeni	f7	Avena	c5	Ampicillina
f4	Grano	f8	Mais	c6	Amoxicillina
f5	Segale	f9	Riso integrale	c7	Cefaclor
f6	Orzo	f55	Miglio comune		
f7	Avena	f124	Farro		ALLERGENI DELLA SALA OPERATORIA
f8	Mais			c202	Sussametonio
f11	Grano saraceno		ADDITIVI – 4 allergeni	c260	Morfina
f14	Semi di soia	f246	Gomma di guar (E412)	c261	Folcodina
f45	Lievito	f296	Carruba (E410)	c8	Clorexidina
f55	Miglio comune	f297	Gomma arabica (E414)	k78	Ossido di etilene
f124	Farro	f340	Rosso cocciniglia (E120)	k82	Lattice
f347	Quinoa				+ Farmaci betalattamici
k87	α-amilasi				



Modulo di Unità Operativa	MU/ALL 304501 07 Rev. 3 del 01/08/2026 Pagina 3 di 3
DAI Patologia e Diagnostica UOC di Immunologia	
Allergeni interi e molecolari per il dosaggio delle IgE specifiche	

ALLERGENI MOLECOLARI

ALLERGENI ALIMENTARI *		ALLERGENI RESPIRATORI	
f76	nBos d 4 latte (alfa-lattoalbumina)	g205	rPhl p 1 graminacee (espansina)
f77	nBos d 5 latte (beta-lattoglobulina)	g206	rPhl p 2 graminacee
e204	nBos d 6 (albumina sierica bovina)	g209	rPhl p 6 graminacee
f78	nBos d 8 latte (caseina)	g210	rPhl p 7 graminacee (Ca-binding protein-polcalcina)
o215	Galattosio-alfa-1,3-galattosio (Alfa-Gal)	g215	rPhl p 5b graminacee (ribonucleasi)
f233	nGal d 1 uovo (ovomucoide)	g211	rPhl p 11 graminacee
f232	nGal d 2 uovo (ovoalbumina)	g212	rPhl p 12 graminacee (profilina)
f323	nGal d 3 uovo (ovotransferrina)	g216	nCyn d 1 graminacee (gruppo 1)
k208	nGal d 4 uovo (lisozima)	t215	rBet v 1 betulla (PR-10)
f426	Gad c 1 merluzzo (parvalbumina)	t216	rBet v 2 betulla (profilina)
f355	Cyp c 1 carpa (parvalbumina)	t220	rBet v 4 betulla (Ca-binding protein-polcalcina)
f351	rPen a 1 (tropomiosina)	t225	rBet v 6 betulla (isoflavone reductasi)
f433	rTri a 14 grano (LTP)	t226	nCup a 1 cipresso (pectato-liasi)
f416	rTri a 19 grano (Omega-5 gliadina)	t224	rOle e 1 olivo
f98	Gliadina	t227	nOle e 7 olivo (LTP)
f430	rAct d 8 kiwi (PR-10)	w230	nAmb a 1 ambrosia (pectato-liasi)
f443	rAna o 3 anacardo (2S albumina)	w231	nArt v 1 artemisia (defensina)
f422	rAra h 1 arachide (7S globulina-vicilina)	w233	nArt v 3 artemisia (LTP)
f423	rAra h 2 arachide (2S albumina)	w234	rPla l 1 lanciuola
f424	rAra h 3 arachide (11S globulina-legumina)	w211	rPar j 2 parietaria (LTP)
f447	rAra h 6 arachide (2S albumina)	m229	rAlt a 1 Alternaria alternata
f352	rAra h 8 arachide (PR-10)	m218	rAsp f 1 A. fumigatus (ribotossina)
f427	rAra h 9 arachide (LTP)	m219	rAsp f 2 Aspergillus fumigatus
f354	rBer e1 noce brasiliana (2S albumina)	m220	rAsp f 3 A. fumigatus (proteina perossomiale)
f428	rCor a 1 nocciola (PR-10)	m221	rAsp f 4 Aspergillus fumigatus
f425	rCor a 8 nocciola (LTP)	m222	rAsp f 6 Aspergillus fumigatus
f440	rCor a 9 nocciola (11S globulina-legumina)	d202	rDer p 1 Dermatophagoides pteronissinus
f455	rCor a 11 nocciola (7S globulina-vicilina)	d203	rDer p 2 Dermatophagoides pteronissinus
f439	rCor a 14 nocciola (2S albumina)	d205	rDer p 10 Dermatophagoides pteronissinus (tropomiosina)
f457	rCor a 16 nocciola (7S globulina-vicilina)	d209	rDer p 23 Dermatophoides pteronissinus
f441	rJug r 1 noce (2S albumina)	e101	rCan f 1 cane (lipocalina)
f448	rJug r 2 noce (7S globulina-vicilina)	e102	rCan f 2 cane (lipocalina)
f442	rJug r 3 noce (LTP)	e221	nCan f 3 cane (albumina sierica)
f456	rJug r 6 noce (7S globulina-vicilina)	e229	rCan f 4 cane (lipocalina)
f449	rSes i 1 sesamo (2S albumina)	e226	rCan f 5 cane (kallikreina prostatica)
f353	rGly m 4 soia (PR-10)	e230	rCan f 6 cane (lipocalina)
f431	nGly m 5 soia (7S globulina-vicilina)	e94	rFel d 1 gatto (uteroglobina)
f432	nGly m 6 soia (11S globulina-legumina)	e220	rFel d 2 gatto (albumina sierica)
f434	rMal d 1 mela (PR-10)	e228	rFel d 4 gatto (lipocalina)
f435	rMal d 3 mela (LTP)	e231	rFel d 7 gatto (lipocalina)
f419	rPru p 1 pesca (PR-10)	e222	nSus s maiale (albumina sierica)
f420	rPru p 3 pesca (LTP)	e227	rEqu c 1 cavallo (lipocalina)
f421	rPru p 4 pesca (profilina)		
f454	rPru p 7 pesca (peamacleina o gibberellina)		
f417	rApi g 1.01 sedano (PR10)		
NB: Tri a aA_Tl (inibitore dell'alfa-amilasi/tripsina) è disponibile solo in ISAC			
ALLERGENI PROFESSIONALI		ALLERGENI DEI VELENI DI IMENOTTERI	
k215	rHev b 1 lattice	i208	rApi m 1 Apis mellifera (fosfolipasi A2)
k217	rHev b 3 lattice	i214	rApi m 2 Apis mellifera (ialuronidasi)
k218	rHev b 5 lattice	i215	rApi m 3 Apis mellifera (fosfatasi acida)
k220	rHev b 6.02 lattice (eveina)	i216	rApi m 5 Apis mellifera (dipeptidilpeptidasi IV)
k221	rHev b 8 lattice (profilina)	i217	rApi m 10 Apis mellifera (icarapina)
k224	rHev b 11 lattice (chitinasi)	i211	rVes v 1 Vespa vulgaris (fosfolipasi A1)
k87	nAsp o 21 Aspergillus oryzae (alfa-amilasi)	i209	rVes v 5 Vespa vulgaris (Antigene 5)
k202	nAna c 2 ananas (bromelina)	i210	rPol d 5 Polistes dominulus (Antigene 5)
		o214	CCD (MUXF3) glicoproteine
CONTRASSEGNARE GLI ALLERGENI RICHIESTI. PER UN ALLERGENE SONO NECESSARI 40 µl DI SIERO			